




POUPAR *SEGURO*

Economize em custos, tempo e desperdício sem comprometer a segurança dos seus pacientes.



POUPAR

economizar em custos, tempo e desperdício, graças ao nosso design mais eficiente

POUPAR COSTI



Ao usar a parte mais cara do seu sistema de infusão por até 24 horas em vários pacientes, você pode reduzir os custos de material em até 90% todos os dias.

POUPAR TEMPO



Você não precisa mais substituir as seringas e preparar as linhas de enchimento entre cada paciente. Isso permite que você se concentre em outras tarefas ou obtenha uma rotatividade de pacientes mais curta.

POUPAR RESÍDUOS



O sistema Transflux® foi projetado para garantir a segurança total do paciente e, ao mesmo tempo, reduzir os materiais. Ao reutilizar a maioria das linhas de contraste e seringas por 24 horas, você economiza em meios de contraste, seringas e linhas de preenchimento. A redução do desperdício pode chegar a 90% em comparação com os sistemas de uso único.

Combinação sustentável


A combinação do Transflux® e do Transset® oferece uma solução eficiente, segura de usar e econômica para o fornecimento de meios de contraste. Você não precisa mais trocar as seringas "por paciente". O Transflux® protege o conjunto de enchimento reutilizável, Transset®, entre os pacientes. O Transset® pode ser usado por 24 horas consecutivas quando usado em combinação com o Transflux® e conforme prescrito nas instruções de uso. Somente o Transflux® precisa ser trocado "por paciente". Isso torna o sistema extremamente econômico, reduz o desperdício, economiza tempo e, conseqüentemente, aumenta o rendimento do paciente.



SEGURO

nosso produto se destaca por seus recursos de segurança exclusivos

FUNCIONALIDADE DESCONECTAR



Nosso recurso inovador e patenteado de desconexão permite o monitoramento do refluxo sanguíneo e evita o extravasamento. Além disso, esse recurso fornece acesso contínuo à veia, garantindo uma intervenção imediata no caso de uma reação imprevista, permitindo a administração imediata de medicamentos.

DUAS VÁLVULAS DUAS ZONAS DE SEGURANÇA




As duas válvulas unidirecionais, separadas por uma zona de interação de pressão de fluido, evitam o refluxo de fluidos contaminados, proporcionando proteção adicional ao Transset® multiuso. Quando o exame termina, você pode desconectar facilmente o paciente do conjunto de meios de contraste, deixando a parte da válvula dupla no Transset®, criando uma vedação contra a contaminação do ambiente até que o próximo paciente chegue e possa ser conectado ao Transset®.

Combinação mais segura

Todos nós nos esforçamos para ser o mais eficiente possível, e quem não quer economizar em custos, tempo e desperdício? Entretanto, ao fazer isso, é essencial garantir a segurança de seus funcionários e pacientes. Os produtos de uso único são normalmente empregados com o controle de infecções em mente, mas eles acrescentam custo e desperdício aos seus procedimentos. Com a combinação do Transflux® e do Transset®, você obtém o melhor dos dois mundos: a parte maior e mais cara é multiuso, enquanto a parte menor e mais barata do sistema é descartável, reduzindo o custo e o desperdício. A parte de uso único, o Transflux®, protege a parte de uso múltiplo, o Transset®, dos riscos de contaminação cruzada. Além disso, o Transflux® atua como uma tampa de proteção ambiental para o Transset® entre os pacientes, reduzindo ainda mais o risco de infecções. Diversos estudos demonstram que o Transflux® e o Transset® são seguros para uso, sem casos de contaminação cruzada ou ambiental durante o uso de 24 horas.

Transflux® & Transset®

a combinação mais segura



P&R MEDICAL BV

Wetenschapspark 5
3590 Diepenbeek, Bélgica
+32 (0)11 23 46 82
info@trans-flux.com

www.trans-flux.com

Siga-nos nas mídias sociais

